



1019639 | P95

3bscientific.com

Entrenador de episiotomía y sutura

ENTRENADOR DE EPISIOTOMÍA Y SUTURA



Introducción

Ha adquirido un entrenador de episiotomía y técnicas de sutura que le permitirá practicar y mostrar los procedimientos especializados del cuidado y sutura de las lesiones relacionadas con el parto. El entrenador dispone de una pieza blanda de aparato reproductor que cuenta con el corte oportuno para practicar la sutura en repetidas ocasiones. Esto permite practicar y mejorar las aptitudes (p. ej. técnicas de sutura) en el marco del tratamiento de heridas profesional, tanto en la formación de matrona como de obstetra.

Volumen de entrega

Pieza de silicona

Base

Soporte



Funciones

La pieza de silicona del entrenador de episiotomía ofrece la posibilidad de realizar cortes de manera individual (p. ej. episiotomía mediana, mediolateral y lateral). El orificio del ano tiene salida y permite palpar las estructuras musculares de la zona perineal (M. sphincter ani externus, M. transversus perinei superficialis, M. bulbospongiosus).

Además se pueden representar laceraciones vaginales y labiales para tratarlas como corresponde. Las lesiones relacionadas con el parto se pueden tratar aplicando las técnicas de sutura habituales. Las capas musculares y de la piel se pueden suturar por separado. Cada corte admite múltiples prácticas de sutura. Para ello es necesario que el material de sutura empleado se retire con cuidado (p. ej. con tijeras o bisturí y pinzas) antes de proceder a la siguiente práctica.



ENTRENADOR DE EPISIOTOMÍA Y SUTURA



Montaje

Montaje del Entrenador de episiotomía y sutura

- Colocar la pieza de silicona en la base de plástico blanca para una sujeción más segura. Además, el abultamiento situado en el centro de la base genera el efecto característico de apertura de las superficies de corte. El soporte abatible suministrado permite colocar el entrenador en posición inclinada. Coloque los pies de goma del entrenador sobre una superficie antideslizante, p. ej. una mesa.
- En caso de necesidad, retire el envoltorio de plástico de la pieza de silicona y colóquela en la base de plástico blanca
- Despliegue las tres patas del soporte plegable
- La superficie triangular que forman las patas inferiores sirve de base del soporte
- Modifique la posición de la parte frontal de la pata superior hasta que la superficie de apoyo alcance la inclinación deseada



Fig. 1: Entrenador de episiotomía y base



Fig. 2: Entrenador de episiotomía en la base



Fig. 3: Entrenador de episiotomía en la base con el soporte



Fig. 4: Entrenador de episiotomía en base inclinada sobre el soporte

Limpieza y cuidado

Las superficies del simulador se limpian con un paño húmedo. Comprobar que el entrenador esté completamente seco antes del almacenamiento.

Especificaciones técnicas

Dimensiones:

Simulador (alto x ancho x largo): 6 x 13 x 21 cm

En bolsa de transporte

(alto x ancho x largo): 8 x 25 x 17 cm

Peso: aprox. 0,8 kg

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de uso: de -10 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Lista de productos

XP95-001 / 1019640 Pieza de repuesto para entrenador de episiotomía

XP95-002 / 1019641 Conjunto de piezas de repuesto para entrenador de episiotomía (5 piezas)

Opcional:

XP95-003 / 1020767 Conjunto de sutura para entrenador de episiotomía y sutura (material de sutura, portaagujas, tijeras, pinza, mango para bisturí, cuchilla)



3B Scientific

Grupo internacional de empresas

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Alemania
Teléfono: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-
100
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 del manual de instrucciones y el
diseño del producto: 3B Scientific GmbH, Alemania