




SIMULATORE PER CATETERISMO P93 VERSIONE BASICA E PROFESSIONALE

Per training realistici di cateterismo uretrale maschile e femminile:

- Resistenza di attrito come nella realtà per training sempre più realistici
- 3 livelli regolabili di restringimento dell'uretra
- Prepuzio e labbra vaginali mobili
- Se la cateterizzazione viene eseguita correttamente c'è il deflusso del liquido
- La **versione PRO**, inoltre, con simulazione addominale, permette il cambio e la cura del catetere sovrapubico (SPC)

Con il simulatore di cateterismo viene mostrata, praticata e valutata la cateterizzazione maschile e femminile. I genitali anatomicamente corretti, sono intercambiabili e sono realizzati in materiale estremamente realistico. Il prepuzio e le labbra vaginali sono morbidi e mobili, in modo che tutte le manovre necessarie possano essere praticate.



I tre differenti livelli di restringimento dell'uretra possono essere regolati manualmente in qualsiasi momento.



Resistenza di attrito e anatomia altamente realistiche per training sempre più vicini alla realtà.



La **versione PRO** può essere usata per praticare il cambio e la cura del catetere sovrapubico.



FORMAZIONE DIRETTA:

- La vescica trasparente permette di controllare se il catetere è stato posizionato correttamente.
- Se la cateterizzazione è stata eseguita correttamente, il fluido sarà deflusso di conseguenza.
- La **versione PRO** è dotata di una parte inferiore del corpo anatomicamente realistica, compresa la parete addominale rimovibile e il sito di puntura (già forato).



CARATTERISTICHE:

- Prepuzio e labbra vaginali flessibili
- Facile da pulire, tutti i componenti possono essere smontati
- Versione maschile: riduzione dell'uretra – 3 posizioni

> Contenuto Set PRO:

- Modello realistico di un addome con addome staccabile parete addominale e sito di puntura (già perforato)
- Set di cateterizzazione maschile e femminile con vescica trasparente
- Connettori Bottiglia e tubi
- Custodia per il trasporto

PRO Set (maschile & femminile) 1023010

> **PRO femminile** 1023008

> **PRO maschile** 1023009

> Contenuto set di base:

- Stand con collegamenti magnetici per inserti genitali
- Set di cateterizzazione maschile e femminile con vescica trasparente
- Connettori Bottiglia e tubi

BASIC Set (maschile & femminile) 1020842


> **BASIC femminile** 1020231

> **BASIC maschile** 1020232

> Parti di Ricambio

Inserto di cateterizzazione solo femminile 1020233

Inserto di cateterizzazione solo maschile 1020234



BASIC SET

Per ulteriori informazioni visita il sito **3bscientific.com**



Italia **3B Scientific S.r.l.** • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia
Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98 • E-Mail: vendite.italia@3bscientific.com