



Ora include un suono COVID-19!

SIMULATORE AUSCULTAZIONE IBRIDO BIONICO (BHS™)

Soluzione all-in-one per scenari paziente standardizzati e basati sulla pratica diretta sul manichino. Simulatore Auscultazione Ibrido Bionico™ e SimBP™

Simulator per il controllo della pressione sanguigna, possono essere indossati per simulare condizioni fisiologiche realistiche e per testare le capacità diagnostiche e procedurali. Sono controllati in modalità wireless con un software facile da utilizzare e offre all'istruttore l'accesso alla grande biblioteca audio della Cardionics.

➤ SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI SIMULAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA CLINICA MAYO!

Simulatore Auscultazione Ibrido Bionico

Quando viene indossata dal paziente standardizzato, la tuta simula condizioni fisiologiche per il test delle competenze diagnostiche e procedurali. Risponde in tempo reale alla diagnosi e al trattamento con feedback diretto. Le simulazioni preregistrate vengono attivate a distanza da il software SimScope™ e vengono trasmesse tramite gli auricolari. BHS™ può essere anche messo su manichini per un maggiore realismo.

Art. No.	Taglia	Larghezza del torace	Lunghezza
1022275	XL	50 cm / 19.7 in	60 cm / 23.6 in
1022278	XXL	51 cm / 20.1 in	61 cm / 24 in

Caratteristiche aggiuntive:

- Include SimBP™, connessioni EKG a 5 fili, e impulsi radiali e carotidi oltre all' auscultazione tramite lo stetoscopio SimScope™.
- 36 suoni di auscultazione disponibili nella libreria SimScope™: 13 suoni cardiaci, 11 polmonari, 4 intestinali e 8 altri suoni
- Gli istruttori possono adattare gli scenari a molte condizioni
- In grado di ricreare molte situazioni mediche simulate per integrare quasi tutti i programmi di studio
- Migliora le prestazioni dell'esame registrando in tempo reale il tempo per la diagnosi e il trattamento
- Riutilizzabile e lavabile (30°C), disponibile in diverse misure
- Consegnato con valigetta rigida facile da trasportare



SimBP™ Simulatore per la pressione sanguigna

SimBP™ è incluso nel BHS™ e simula uno sfigmomanometro manuale, un affidabile strumento per la misurazione della pressione arteriosa per fornire le letture più accurate dei valori superiori e pressioni più basse. Utilizzando lo stetoscopio SimScope® (incluso) gli studenti possono ascoltare 5 fasi Korotkoff e imparare a identificare ciascuna di esse.

Caratteristiche:

- Simulatore di pressione sanguigna di alta qualità manometro e un bulbo per simulare la pressione sanguigna misura su un paziente standardizzato o un manichino per un maggiore realismo
- Morbido e facile da mettere su cu, con un flessibile vescica gonfiabile
- Manipolazione individuale di sistolica e pressioni diastoliche, così come la frequenza cardiaca
- Il campo di misura è compreso tra 20 e 300 mmHg
- Pressione di gonfiaggio ridotta per una maggiore sensazione di benessere del paziente standardizzato
- Volume regolabile

2/2021



PER SAPERNE DI PIÙ SU BHS™ VISITA IL SITO 3BSCIENTIFIC.COM



Italia 3B Scientific S.r.l. • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • 3bscientific.com
 Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax : +39 051 469 50 98 • E-mail: vendite.italia@3bscientific.com